

Anticorpo Policlonal Anti-Mtch1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj7

Número do item: CM0028515

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MTCH1 humano (homólogo de transportador mitocondrial 1). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose e inserção de proteínas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTCH1 pAb Coelho
Observações/Apelido	PSAP; PIG60; CGI-64; SLC25A49; MTCHCH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23787
GeneID	23787
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-250 do MTCH1 humano (NP_001258570.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZJ7
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo