

Anticorpo Policlonal Anti-Mtch2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6C9

Número do item: CM0014617

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTCH2 humano, uma insertase da membrana externa mitocondrial e recetor de apoptose. Validado por KO; adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MTCH2 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	MIMP; HSPC032; SLC25A50; H2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23788
GeneID	23788
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-175 do MTCH2 humano (NP_055157.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y6C9
Peso Proteico	33 kDa
Envio	Saco de gelo