


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mtco1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00395

Número do item: CM0007474



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à subunidade 1 do citocromo c oxidase humana (MTCO1/COX1). Adequado para Western blot, IHC-parafina e ELISA. Para pesquisa da cadeia respiratória mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MTCO1
Observações/Apelido	CoxI; COX1; MTCO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4512
ID do Gene	4512
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 479-513 do MTCO1 humano (YP_003024028.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00395
Peso Proteico	57 kDa
Envio	Saco de gelo