


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mtco2 (Cox2) Para Wb - P00403

Número do item: CM0006156



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MTCO2 (COX2), reativo em humano, camundongo e rato. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a subunidade 2 da citocromo c oxidase mitocondrial, essencial para a fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-MTCO2
Observações/alias	COX2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	17709
GeneID	17709
Imunógeno	Peptídeo sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 de MTCO2 de camundongo (NP_904331.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P00403
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo