


Anticorpo Policlonal Anti-Mtco2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00403

Número do item: CM0020301



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade 2 da citocromo c oxidase humana (MTCO2/COX2) para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa do complexo mitocondrial IV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTCO2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	COII; MTCO2; COX2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4513
ID do Gene	4513
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-100 do MTCO2 humano (YP_003024029.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00403
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo