


Anticorpo Policlonal Anti-Mtco2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00403

Número do item: CM0017767



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MTCO2 (subunidade 2 da citocromo c oxidase) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado para camundongo e rato, proteína de 26 kDa. Adequado para pesquisa sobre função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTCO2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	COX2; MTCO2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4513
GeneID	17709
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 do MTCO2 de camundongo (NP_904331.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P00403
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo