

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mtco2 Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P00403

Número do item: CM0011500



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado contra o MTCO2 humano (subunidade 2 da citocromo c oxidase). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisas mitocondriais e estudos de fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MTCO2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	COII; MTCO2; COX2
Espécie	Humana
ID do gene	4513
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 128-227 do MTCO2 humano (P00403).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P00403
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo