


Anti-Mtdh Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Ue4

Número do item: CM0028884



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-MTDH (AEG-1/LYRIC) de alta afinidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Essencial para pesquisa de metástase de câncer, quimiorresistência e sinalização NF-kB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTDH Rabbit pAb
Observações/Apelido	3D3; AEG1; AEG-1; LYRIC; LYRIC/3D3; MTDH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	92140
ID do Gene	92140
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do MTDH humano (NP_848927.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86UE4
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo