


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mterfd1 Para Wb, Elisa - Q96E29

Número do item: CM0025086



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MTERFD1 (mTERF3), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Adequado para estudos de transcrição mitocondrial, montagem de ribossomos e complexos respiratórios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTERFD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CGI-12; MTERFD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51001
GeneID	51001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-300 da MTERFD1 humana (NP_057026.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96E29
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo