

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mterfd3 Para Wb, Elisa - Q49Am1

Número do item: CM0027253

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MTERFD3 humano (mTERFL), adequado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de transcrição mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTERFD3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	mTERFL; MTERFD3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80298
GeneID	80298
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do MTERFD3 humano (NP_079474.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q49AM1
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo