

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtftp1 Para Wb, Elisa - Q9Udx5

Número do item: CM0031084

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à MTFP1 humana (MTP18), uma proteína da membrana mitocondrial interna envolvida na fissão. Validado para WB e ELISA; reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. 18kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTFP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MTP18; HSPC242; MTFP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51537
GeneID	51537
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-166 da MTFP1 humana (NP_057582.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UDX5
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo