


Anticorpo Policlonal Anti-Mth1 Para Wb, Elisa - P36639

Número do item: CM0030692



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTH1 humano (NUDT1), validado para WB e ELISA. Adequado para explorar vias de reparo de danos no DNA, estresse oxidativo e sanitização do pool de nucleotídeos. SWISS: P36639.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTH1 Coelho pAb
Observações/Apelido	MTH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4521
GeneID	4521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-179 do MTH1 humano (NP_945192.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P36639
Peso Proteico	18kDa
Envio	Em saco de gelo