


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mth1 Para Wb, Elisa - P36639

Número do item: CM0008124



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra o MTH1 humano (NUDT1), validado para WB e ELISA. Detecta a hidrolase de nucleosídeo trifosfato de purina oxidada, um sanitizador chave dos pools de nucleotídeos, com um peso proteico de 18 kDa. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTH1 Rabbit mAb
Observações/Alias	MTH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4521
GeneID	4521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-200 do MTH1 humano (P36639).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P36639
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo