

Anticorpo Policlonal Anti-Mthfd1 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P11586

Número do item: CM0027049



introdução

Anticorpo policlonal de coelho MTHFD1 para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a sintase citoplasmática C-1-tetrahydrofolato, uma enzima trifuncional no metabolismo de um carbono e biossíntese de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MTHFD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CIMAH; MTHFC; MTHFD; MTHFD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4522
GeneID	4522
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do MTHFD1 humano (NP_005947.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11586
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco com gelo