

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mthfd2 Para Wb, Elisa - P13995

Número do item: CM0007035



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho MTHFD2 de alta qualidade, validado para WB e ELISA, reage com MTHFD2 humano e de camundongo. Um reagente chave para estudos do metabolismo mitocondrial de um carbono. (P13995)

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	mAb de Coelho MTHFD2
Observações/Apelido	NMDMC; MTHFD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10797
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-250 do MTHFD2 humano (NP_006627.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13995
Peso Proteico	38kDa
Envio	Bolsa de Gelo