

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mthfd2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13995

Número do item: CM0017762



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MTHFD2 humano (desidrogenase/cicloidrolase bifuncional de metilenotetraidrofolato) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo do metabolismo mitocondrial de um carbono.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTHFD2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NMDMC; MTHFD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10797
GeneID	10797
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-250 da MTHFD2 humana (NP_006627.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13995
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo