


Anticorpo Monoclonal Anti-Mthfr Para Wb, If/Icc, Elisa - P42898

Número do item: CM0006677



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à MTHFR humana (metilenotetrahidrofolato redutase). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa da via do folato e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-MTHFR
Observações/Apelido	MTHFR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4524
GeneID	4524
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 363-656 da MTHFR humana (NP_005948.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42898
Peso Proteico	75 kDa
Envio	Em saco de gelo