


Anticorpo Policlonal Anti-Mtif3 Para Wb, Elisa - Q9H2K0

Número do item: CM0029735



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MTIF3 validado para WB e ELISA. Específico para MTIF3 humana e de rato, um fator de iniciação da tradução mitocondrial que promove a disponibilidade da subunidade ribossômica 28S para a síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTIF3 Rabbit pAb
Observações/Alias	IF3mt; MTIF3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	219402
GeneID	219402
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-278 da MTIF3 humana (NP_690876.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	Q9H2K0
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo