


Anticorpo Policlonal Anti-Mtif3 Para Wb, Elisa - Q9H2K0

Número do item: CM0016065



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTIF3 humano (IF3mt), validado para aplicações de WB e ELISA. Detecta MTIF3 em amostras humanas, de rato e de rato. Ideal para estudar a síntese proteica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTIF3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IF3mt; MTIF3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	219402
ID do Gene	219402
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-278 do MTIF3 humano (NP_690876.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9H2K0
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de Gelo