

Anticorpo Policlonal Anti-Mtmr14 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nce2

Número do item: CM0029610

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTMR14, uma fosfatidilinositol-3,5-bisfosfato 3-fosfatase que desfosforila PI3P e PI(3,5)P2. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização lipídica e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTMR14 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C3orf29; MTMR14
Espécie	Humano
GeneID (humano)	64419
GeneID	64419
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-500 do MTMR14 humano (NP_001070993.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NCE2
Peso Proteico	72kDa
Envio	Saco de gelo