

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Mtmr14 Para Wb, Elisa - Q8Nce2

Número do item: CM0021520

introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho Anti-MTMR14 validado para WB e ELISA, com reatividade contra MTMR14 humano e de camundongo. Este anticorpo tem como alvo a lipídio fosfatase MTMR14, envolvida no metabolismo do fosfatidilinositol, sendo adequado para pesquisas em sinalização celular e distúrbios ligados à regulação dos fosfoinosítídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTMR14 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	C3orf29; MTMR14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64419
ID do Gene	64419
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da MTMR14 humana (NP_001070993.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NCE2
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Bolsa de gelo