

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtmr2 Para Wb, Elisa - Q13614

Número do item: CM0025431



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTMR2 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 404-643. Ideal para pesquisa sobre autofagia e proteínas relacionadas à miotubularina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTMR2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CMT4B; CMT4B1; MTMR2
Espécie	Humano
GeneID	8898
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 404-643 do MTMR2 humano (NP_057240.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13614
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo