

Anticorpo Policlonal Anti-Mtmr4 Para Ihc-P, Elisa - Q9Nya4

Número do item: CM0025265

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à MTMR4 humana, uma fosfatidilinositol-3,5-bisfosfato 3-fosfatase. Validado para IHC-P e ELISA, reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudar tráfego endossomal e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTMR4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9110
ID do Gene	9110
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 570-820 da MTMR4 humana (NP_004678.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NYA4
Peso Proteico	133kDa
Envio	Bolsa de Gelo