


Anticorpo Policlonico Anti-Mtmr6 De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Y217

Número do item: CM0015981



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a MTMR6, uma fosfatase de lipídios envolvida na sinalização de células T e endocitose. Validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para imunodeteção e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTMR6 Rabbit pAb
Observações/Alias	MTMR6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9107
ID do Gene	9107
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 382-621 da MTMR6 humana (NP_004676.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y217
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo