

Anti-Mtmr9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qg7

Número do item: CM0016675

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTMR9, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a regulação da fosfatase relacionada à miotubularina, macroautofagia e apoptose. - Q96QG7

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTMR9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MTMR8; C8orf9; LIP-STYX; MTMR9
Espécie	Humano
ID do Gene	66036
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do MTMR9 humano (NP_056273.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96QG7
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo