


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Mtnr1A Para Wb E Elisa - P48039

Número do item: CM0027676



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho Anti-MTNR1A (P48039) validado para western blot (WB) e ELISA. Reage com o receptor de melatonina tipo 1A humano e de rato. Ideal para estudos de ritmo circadiano, sono e receptores de melatonina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTNR1A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MT1; MEL-1A-R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4543
GeneID	4543
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 261-350 da MTNR1A humana (NP_005949.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P48039
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo