


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtnr1A (Wb, Ihc-P, Elisa) - P48039

Número do item: CM0013748



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTNR1A (receptor de melatonina tipo 1A) humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Peso molecular previsto de 39 kDa. Ideal para pesquisa de ritmo circadiano e sono.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTNR1A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MT1; MEL-1A-R; MTNR1A
Espécie	Humano
ID do Gene	4543 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 281-350 da MTNR1A humana (NP_005949.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48039
Peso da Proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo