

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtor Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P42345

Número do item: CM0014884



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao mTOR humano e de camundongo (P42345). Indicado para Western blot, imunofluorescência/imuno-histoquímica, imunoprecipitação e ELISA. Ideal para pesquisas sobre a sinalização do mTOR no crescimento celular, metabolismo e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mTOR Rabbit pAb
Observações/Alíases	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
Espécie	Humano
ID do Gene	2475
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2400-2500 do mTOR humano (NP_004949.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P42345
Peso da Proteína	289 kDa
Transporte	Bolsa de gelo