

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtpap Para Wb, Elisa - Q9Nvv4

Número do item: CM0019844



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTPAP humano (PAPD1/SPAX4/TENT6), validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para estudos de processamento de RNA mitocondrial e degradação de mRNA de histona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTPAP pAb de Coelho
Observações/Apelido	PAPD1; SPAX4; TENT6; MTPAP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55149
ID do Gene	55149
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 383-582 do MTPAP humano (NP_060579.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NVV4
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco com gelo