


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtrr Para Wb, Elisa - Q9UbK8

Número do item: CM0013798



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MTRR humana (metionina sintase redutase), validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para o estudo da homeostase da metionina e do folato. Reage com amostras humanas; peso molecular previsto de 78kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MTRR pAb de Coelho
Observações/Alias	MSR; cbIE; MTRR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4552
GeneID	4552
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-230 da MTRR humana (NP_002445.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBK8
Peso Molecular da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo