


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mtss1 Para Wb E Elisa - O43312

Número do item: CM0017350



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MTSS1 humano (MIM, supressor de metástase 1) validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com MTSS1 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em metástase de câncer e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTSS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MIM; MIMA; MIMB; MTSS1
Espécie	Humano
GeneID	9788
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 630-730 do MTSS1 humano (NP_055566.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43312
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de Gelo