

## Anticorpo Policlonal Anti-Mttp Para Wb, Elisa - P55157

Número do item: CM0017676



### introdução

Anticorpo policlonal anti-MTTP (pAb) validado para WB e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a subunidade grande da proteína de transferência de triglicerídeos microsomal, essencial para a montagem de lipoproteínas. Ideal para estudos de metabolismo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | MTTP Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/alias   | ABL; MTP; MTTP                                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do gene          | 4547                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-160 da MTTP humana (NP_000244.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                                 |
| SWISS               | P55157                                                                                                                   |
| Peso da proteína    | 99 kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |