

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mttp Para Wb, If/Icc, Elisa - P55157

Número do item: CM0024520



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MTTP humano (subunidade grande da proteína de transferência de triglicerídeos microsomal). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para pesquisa sobre transporte de lipídios e montagem de lipoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTTP Rabbit pAb
Observações/Apelido	ABL; MTP; MTTP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4547
GeneID	4547
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 550-650 do MTTP humano (NP_000244.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P55157
Peso Proteico	99kDa
Envio	Saco de gelo