

Anticorpo Policlonal Anti-Mtus1 Para Wb, Elisa - Q9Uld2

Número do item: CM0015590

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MTUS1 humano, validado para Western blot e ELISA. MTUS1 é um supressor tumoral associado a microtúbulos envolvido na proliferação celular e mitose; adequado para pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTUS1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ATBP, ATIP, ICIS, MP44, ATIP3, MTSG1, MTUS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57509
ID do Gene	57509
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 207-436 do MTUS1 humano (NP_065800.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9ULD2
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)