

Anticorpo Policlonal Anti-Mtus2 (Tip150) Para Wb E Elisa - Q5Jr59

Número do item: CM0020223

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MTUS2 humano (candidato 2 a supressor tumoral associado a microtúbulos, TIP150). Validado para Western blot e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos da dinâmica dos microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-MTUS2
Observações/Alcunhas	ICIS; CAZIP; TIP150; KIAA0774; MTUS2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	23281
GeneID	23281
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-348 de MTUS2 humano (NP_056048.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q5JR59
Peso da proteína	150 kDa
Envio	Bolsa de gelo