

Anticorpo Policlonal Anti-Mtx2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075431

Número do item: CM0028973

introdução

A CamelBio fornece anticorpo policlonal de coelho anti-MTX2 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta metaxina-2 humana, de rato e de camundongo, uma proteína da membrana mitocondrial externa envolvida na importação de proteínas. Ideal para pesquisa IVD e estudos mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTX2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MDPS; metaxina-2; MTX2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10651
ID do Gene	10651
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-263 da MTX2 humana (NP_006545.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75431
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de Gelo