

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mtx2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75431

Número do item: CM0007338

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao MTX2 humano, uma proteína de importação mitocondrial. Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato; detecta banda de ~30 kDa. Ideal para estudos de função mitocondrial e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MTX2 Rabbit mAb
Observações/Alias	MDPS; metaxina-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10651
GeneID	10651
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-263 do MTX2 Humano (NP_006545.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75431
Peso Proteico	30 kDa
Transporte	Saco de gelo