

Anticorpo Monoclonal Anti-Muc1-C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15941

Número do item: CM0003841



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao domínio C-terminal do MUC1 humano (Mucina-1). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de biomarcadores de câncer, sinalização celular e estudos de células epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MUC1-C Coelho mAb
Observações/Apelido	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4582
GeneID	4582
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1156-1255 do MUC1 humano (P15941)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15941
Peso Proteico	122kDa
Envio	Saco de Gelo