

## Anticorpo Policlonal Anti-Muc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15941

Número do item: CM0013832



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MUC1 humano (Mucina-1, CA15-3) para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa oncológica e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MUC1 pAb Coelho                                                                                                                                     |
| Observações/Apelido | EMA, MCD, PEM, PUM, KL-6, MAM6, MCKD, PEMT, CD227, H23AG, MCKD1, MUC-1, ADMCKD, ADTKD2, Ca15-3, ADMCKD1, CA 15-3, MUC-1/X, MUC1/ZD, MUC-1/SEC, MUC1 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                              |
| ID do Gene (Humano) | 4582                                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1182-1255 do MUC1 humano (P15941)                              |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                            |
| SWISS               | P15941                                                                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 122kDa                                                                                                                                              |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                                       |