

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Muc1 Para Wb, Elisa - P15941

Número do item: CM0023174



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MUC1 de alta especificidade validado para WB e ELISA. Reage com MUC1 humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biomarcadores de câncer e estudos de células epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MUC1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4582
Imunógeno	Péptido sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da MUC1 humana (P15941).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15941
Peso da Proteína	122kDa
Transporte	Saco de gelo