

Anticorpo Monoclonal Anti-Muc16/Ca125 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi7

Número do item: CM0006272



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho contra MUC16/CA125 humano é validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. O imunógeno recombinante garante especificidade, sendo adequado para pesquisa em câncer de ovário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MUC16/CA125 Rabbit mAb
Observações/Alias	CA125; MUC16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	94025
GeneID	94025
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 12660-12923 de MUC16/CA125 humano (NP_078966.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WXI7
Peso Proteico	1519 kDa
Envio	Bolsa de gelo