

Anticorpo Monoclonal Anti-Muc2 Para If-P, Ihc-P, Elisa - Q02817

Número do item: CM0004532



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MUC2 humano (Mucina-2), validado para IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com Humano, Camundongo e Rato. Imunógeno: proteína de fusão recombinante que cobre os aminoácidos 858-1259. Indicado para o estudo da função da barreira mucosa intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MUC2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	MLP; SMUC; MUC-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4583
GeneID	4583
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 858-1259 da MUC2 humana (NP_002448.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02817
Peso Proteico	551kDa
Transporte	Saco de gelo