

Anticorpo Policlonal Anti-Muc2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q02817

Número do item: CM0015320



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à MUC2 humana (mucina-2 intestinal), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Para pesquisas sobre a barreira mucosa, câncer colorretal e metabolismo do cobre.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MUC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MLP; SMUC; MUC-2; MUC2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4583
GeneID	4583
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 850-1270 da MUC2 humana (NP_002448.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q02817
Peso da proteína	551 kDa
Envio	Bolsa de gelo