

Anticorpo Monoclonal Anti-Muc4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99102

Número do item: CM0010584

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MUC4 humana, uma mucina de alto peso molecular ligada à membrana. Validado para WB, IHC-P e ELISA; apresenta reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa em oncologia e tecidos epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MUC4 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4585
GeneID	4585
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 4807-4916 da MUC4 humana (Q99102)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q99102
Peso da Proteína	542kDa
Transporte	Saco de gelo