

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Muc4 Para Wb, Elisa - Q99102

Número do item: CM0024347

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MUC4 humano, validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Tem como alvo a mucina ligada à membrana envolvida na proteção epitelial e progressão do cancro. Ideal para pesquisa em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MUC4 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4585
GeneID	4585
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2100-2169 do MUC4 humano (NP_060876.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99102
Peso Proteico	542kDa
Envio	Saco de gelo