

Anticorpo Policlonais Anti-Muc6 Para Wb, Elisa - Q6W4X9

Número do item: CM0022022

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MUC6 humano (mucina gástrica-6). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Útil para pesquisa sobre citoproteção da mucosa, patologia de H. pylori e análise de marcadores tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MUC6 pAb de coelho
Observações/Alias	MUC-6; MUC6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4588
ID do Gene	4588
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-298 da MUC6 humana. (NP_005952.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6W4X9
Peso Proteico	257KDa
Envio	Bolsa de gelo