

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Mucina 5Ac Para Wb E Elisa - P98088

Número do item: CM0021343



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta a Mucina 5AC, uma glicoproteína secretada de 586kDa. Validado em WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de mucina, estudos respiratórios/gástricos e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mucina 5AC Coelho pAb
Observações/Apelido	TBM; leB; MUC5; mucina; Mucina 5AC (MUC5AC)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4586
GeneID	4586
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1550-1900 da Mucina 5AC humana (MUC5AC) (NP_001291288.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P98088
Peso Proteico	586kDa
Envio	Saco de gelo