

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Multimerin-1 (Mmrn1) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13201

Número do item: CM0029038

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Multimerin-1 humano (MMRN1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com MMRN1 humano e de camundongo. Ideal para pesquisas de biologia de plaquetas, trombose e hemostase vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMRN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ECM; MMRN; GPIa*; EMILIN4; MMRN1
Espécie	Humana
ID do Gene	22915
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1083-1228 do MMRN1 humano (NP_031377.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13201
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Saco de gelo