

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mum1 Para If-P, Ihc-P, Elisa - Q15306

Número do item: CM0006764



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra o IRF4 humano (MUM1/LSIRF), um fator de transcrição essencial para a sinalização das células linfoides e as respostas imunes. Validado para aplicações de IF-P, IHC-P e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-MUM1
Observações/alias	MUM1, LSIRF, SHEP8, NF-EM5, IRF4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3662
GeneID	3662
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 351-451 do IRF4 humano (NP_001182215.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q15306
Peso da proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo