

Anti-Munc 13-1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Upw8

Número do item: CM0023499

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Munc13-1 humano (UNC13A) para WB e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de exocitose sináptica e secreção de insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Munc 13-1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Munc13-1; Munc 13-1
Espécie	Humano
GenelD (humano)	23025
GenelD	23025
Imunógeno	Proteína recombinante do Munc 13-1 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPW8
Peso da Proteína	193kDa
Envio	Saco de gelo